



2.2 Kalibrierintervalle Messwerkzeuge

| | | |
|-----------|--------------|-----------------------|
| Version: | 06 | gültig ab 01.07.21 |
| Erstellt: | H. Fehlhauer | 01.06.21 |
| Geprüft: | C. Fehlhauer | 01.06.21 |
| Freigabe: | H. Fehlhauer | 01.06.21 |

| Messwerkzeuge | | Kalibrier-Intervall | Nächste Kalibrier. | Mess-Bereich | Hersteller | Ident Num. |
|----------------------------|--|---------------------|--------------------|--------------------------|------------|------------|
| Feinzeiger | | 24 Mon. | Mai.2023 | 0,001 mm | Mahr | Q73654 |
| Feinzeiger | | 24 Mon. | Mai. 2023 | 0,001 mm | Mahr | Q73651 |
| | | | | | | |
| Messuhr | | 24 Mon. | Mai.2023 | 0,01 mm | Hahn Kolb | Q74460 |
| Testo 925 | | 36 Mon. | Mai. 2024 | 0,1°C | Testo | Q010 |
| Voltkraft Typ.DL-141 TH | | 36 Mon. | April. 2023 | 20-26 °C 20-70 %rF | Voltkraft | Q012 |
| | | | | | | |
| Fühlhebelmess- gerät | | 24 Mon. | Mai. 2023 | 0,01 mm | Mahr | Q108496 |
| | | | | | | |
| Messtaster | | 24 Mon. | Mai. 2023 | 0,001mm | Hirt | 1 |
| Messtaster | | 24 Mon. | Mai. 2023 | 0,001mm | Hirt | 2 |
| Messtaster | | 24 Mon. | Mai. 2023 | 0,001mm | Hirt | 3 |
| | | | | | | |
| Blue Level | | 36 Mon. | Juni 2022 | 0,001mm | Wyler | W 1803 |
| Blue Level | | 36 Mon. | Juni 2022 | 0,001mm | Wyler | W 1804 |
| Blue Level | | 36 Mon. | Mai 2024 | 0,001mm | Wyler | U 1042 |
| Blue Level | | 36 Mon. | Mai 2024 | 0,001mm | Wyler | U 1043 |
| Winkelplatte | | | Nach Bedarf | 400 mm | HF-Kali. | Q009 |
| Winkelplatte | | | nach Bedarf | 500 mm | HF-Kali. | Q001 |
| Winkelrahmen | | 36 Mon. | Dez 2022 | 800 mm | HF-Kali. | Q003 |
| Messbalken | | | nach Bedarf | 1500 mm | HF-Kali. | Q004 |
| Messbalken | | | nach Bedarf | 700 mm | HF-Kali. | Q009 |
| Messbalken | | | nach Bedarf | 2000 mm | HF-Kali. | Q011 |



2.2 Kalibrierintervalle Messwerkzeuge

| | | |
|-----------|--------------|-----------------------|
| Version: | 06 | gültig ab 01.07.21 |
| Erstellt: | H. Fehlhauer | 01.06.21 |
| Geprüft: | C. Fehlhauer | 01.06.21 |
| Freigabe: | H. Fehlhauer | 01.06.21 |

| | | | | | | |
|--------------------|--|--|-------------|---------|----------|------|
| Referenzplatte | | | nach Bedarf | 2000 mm | HF-Kali. | Q008 |
| Keramikbalken | | | Nach Bedarf | 1600 mm | HF-Kali. | Q002 |
| Parallelunterlagen | | | Nach Bedarf | 250 mm | HF-Kali. | Q012 |
| Balken | | | Nach Bedarf | 1400 mm | HF-Kali. | Q013 |
| Winkelplatte | | | Nach Bedarf | 300 mm | HF-Kali. | Q014 |
| Keramiklineal | | | Nach Bedarf | 2000 mm | HF-Kali. | Q015 |